

ARTICOLATORI VERTICOLATORI



VERARTE

Attraverso il suo design rivoluzionario e tramite la semplice inversione dei due coperchi si hanno un **articolatore e un verticatore in un unico strumento**. Grazie al posizionamento dell'asta nella parte posteriore, viene garantita un'ampia visibilità. Con il verticatore si può stampare la ceramica, realizzare strutture di protesi fissa su pilastri naturali e impianti.

ARTICOLATORE

L'innovativo articolatore Trasformer è provvisto di **condili e calotte magnetiche** che permettono di simulare perfettamente la totalità dei movimenti naturali della bocca grazie a una rotazione a 360° sui condili. L'asta incisale posizionata posteriormente consente **un'ampia visibilità per un perfetto controllo in ogni fase della lavorazione**. **Pratico, funzionale, di facile pulizia**, consente la messa in articolazione senza gesso, comodamente seduti al banco, tramite la bassetta Universal Clean e l'Universal Silicone.



Guarda il video su: www.trasformersystem.com



VERTICOLATORE

Al centro della sistematica Trasformer si trova il verticatore, utilizzato per la progettazione e la realizzazione di strutture di protesi fissa su pilastri naturali e impianti, per lo stampaggio e per la pressatura della ceramica sul metallo e per la polimerizzazione del composito.

IL VERTICOLATORE ASSICURA LAVORAZIONI SEMPLIFICATE E OTTIMIZZATE IN TEMPI RECORD.

L'esclusivo design ergonomico facilita il lavoro permettendo un'ampia visibilità e la progettazione del manufatto scegliendo l'opzione più adatta, dall'inizio alla fine di una lavorazione. Di grande precisione, modificato e integrato con boccole che permettono la regolazione della frizione con il bloccaggio del coperchio sulle aste.