

EASY BAR



EASYBAR

Easy Bar è lo strumento perfetto per la realizzazione di **strutture per carichi immediati e provvisori armati su impianti**. Le barrette preformate, con la loro diversa conformazione (da 6 a 30 mm), permettono in modo semplice di **adattarsi alle varie posizioni degli impianti** e di realizzare il fissaggio con una **quantità minima di materiale**, a vantaggio della **precisione**, e contenendo la contrazione intrinseca del materiale stesso. È possibile inoltre utilizzare queste componenti direttamente nel cavo orale per creare degli splintaggi per il rilevamento dell'impronta. La valigetta contiene 245 barrette, 5 per ogni misura.

EASY BAR RISOLVE IL PROBLEMA DEL CARICO IMMEDIATO GARANTENDO:

- Rapidità di esecuzione
- Stabilità e precisione
- Adattabilità
- Economizzazione dei tempi
- Eliminazione dei coping di impronta.



Guarda il video su: www.trasformersystem.com



NEW

PIATTO BASCULANTE

Permette di posizionare il modello in asse con la fresa e bloccarlo con un magnete per realizzare forature precise nella costruzione di strutture su impianti. Può essere utilizzato nella realizzazione di lavori su conometria.



EASY CEMENT

Cemento per l'adesione di attacchi protesici e connettori. Utile anche per l'ancoraggio telescopico. Universale e facile da usare Easy Cement è ottimo per il fissaggio della struttura del carico immediato con Easy Bar ed è adatto a tutti i tipi di leghe metalliche compreso il titanio.

Quantità: 1 siringa 5g