

# MPF Palettes

## MPF Stain & Paste Opaque Palette

Soluzione geniale per dare lunga conservazione a stain e opachi in pasta. Struttura di plastica solida e durevole. Coperchio a chiusura.



### Articolo No. 115-5000

Piastra Stain/Opaco, Nera

Unica, angolata, step-type design della piastra, la Stain & Paste Opaque Palette permette un facile accesso ai prodotti. I pozzetti hanno una forma allungata verso il basso in modo che la miscela di materiale si depositi mantenendo la cremosità e bloccando fuoriuscite. Il coperchio, è a chiusura e frena l'asciugatura e la contaminazione della pasta. Uno schema per segnare i colori aiuta a catalogare i prodotti.



### Articolo No. 115-6000

Piastra Stain/Opaco,  
Bianca

## MPF Comp Tray

Raffinata soluzione per conservare i dispositivi per il composito. Piastra antiaderente in silicone per gli stains. Inserti intercambiabili. Spugna per la pulizia.



### Articolo No. 115-9000

MPF Comp Tray

Dotazione: due piastre in silicone per gli stains e due spugne sintetiche. MPF Comp Tray è realizzata da un elemento in poliuretano intarsiato, fresato con un modello strutturato sulla sua superficie e che permette la perfetta adesione al materiale composito. Dotata con una piastra antiaderente in silicone per gli stains e una spugna per pulire gli strumenti mentre si lavora. L'inserto può essere posizionato su entrambi i lati per rendere confortevole l'utilizzo sia a tecnici di mano sinistra che destra.

### Articolo No. 115-9001

Ricambio Piastra Silicone  
per gli Stains

### Articolo No. 115-9002

Ricambio Spugna Sintetica  
per gli Stains

### Articolo No. 115-9003

Ricambio Lastra Poliuretano

## MPF Evolution Master Ceramic Palette

Piastra per Ceramica Master Evolution: piano di lavoro in vetro. Strisce in pelle sintetica per conservare l'impasto della ceramica costantemente umida. Nascosta nel cassetto una piastra per gli stains.



### Articolo No. 115-4000

Evolution Master Ceramic Palette: Nera

In dotazione: una spugna, le strisce sintetiche, un rivestimento in nylon e un pennello stain. Evolution Master Ceramic Palette, una piastra con un design sagomato ed elegante. La forma ergonomica facilita i movimenti e rende comodo l'accesso ai materiali ceramici impastati.

### Articolo No. 115-4100

Evolution Master Ceramic  
Palette: Bianca

### Articolo No. 115-4001

Ricambio rivestimento di  
Nylon Evolution

### Articolo No. 115-4005

Ricambio Spugna Assorbente  
Evolution

### Articolo No. 115-4003

Strisce Sintetiche Evolution,  
4 pz.

### Articolo No. 115-4006

Ricambio Piatto di Vetro  
Evoluton

### Articolo No. 115-4007

Ricambio Piatto di Vetro  
Bianco Evolution



**NIKODENT S.r.l.**

Sede Operativa: Via A. De Gasperi, 122 - 20017 Rho (MI) - Sede Legale: Via S. Pellico, 11/b - 20021 Bollate (MI)  
T. +39 02 3830 2985 - nikodent@tin.it - www.nikodent.it - P.IVA 13341810151

# MPF Palettes

## MPF Glass Ceramic Palette

Piano di lavoro in vetro. Base durevole. Strisce di pelle sintetica per mantenere sempre umida la ceramica impastata.



### Articolo No. 115-0000

Piastra Ceramica in Vetro

Dotazione: una spatola di agata, quattro strisce di pelle sintetica e una bottiglia di plastica.

Glass Ceramic Palette, per ceramisti abituati a lavorare la ceramica su un piano di lavoro in vetro. Utilizza delle strisce di pelle sintetica per mantenere l'umidità. L'acqua viene trasportata attraverso le strisce di pelle sintetica e si diffonde nella ceramica, creando un impasto omogeneo.



### Articolo No. 115-0001

Strisce Pelle Sintetica 4 pz.



### Articolo No. 115-0002

Ricambio Piano di Vetro

## MPF CAD Artistry Palette

Controllo dell'umidità e della densità del materiale ceramico. Doppio piano di lavoro. Tecnologia CAD-CAM.



### Articolo No. 115-7000

CAD Artistry Palette

dotazione: una spugna, un rivestimento in nylon e le strisce assorbenti sintetiche.

La CAD Artistry Palette è una piastra che consente due modi di impastare la ceramica e mantenere l'umidità e la densità. I due piani di lavoro sul piatto in ceramica consentono di impastare con l'acqua o con il liquido in contemporanea. Scegli se lavorare su un rivestimento in nylon o utilizzando le strisce sintetiche. La piastra ha undici pozzetti per conservare i stain preferiti. Questa piastra dà certamente una perfetta soluzione ai ceramisti con CEREC/IN-LAB e la tecnologia CAD-CAM.

## MPF Marble Ceramic Palette

Superficie in marmo italiano con un rivestimento in nylon. Base durevole. Mantiene umido l'impasto di ceramica per capillarità.




### Articolo No. 115-1000

Marble Ceramic Palette

Dotazione: una piastra, due rivestimenti in nylon e una bottiglia di plastica per l'acqua.

Il modello esclusivo di marmo, permette ad una quantità regolata di acqua, di inumidire il rivestimento e questo per garantire un impasto ceramico consistente e lavorabile. Il nylon a contatto con la punta in pelo naturale Kolinsky è più delicato ed aiuta a fare durare la punta, anche la più fine, per molto tempo.



### Articolo No. 115-1001

Rivestimento in Nylon, 2 pz.



### Articolo No. 115-1002

Marmo di ricambio



**NIKODENT S.r.l.**

Sede Operativa: Via A. De Gasperi, 122 - 20017 Rho (MI) - Sede Legale: Via S. Pellico, 11/b - 20021 Bollate (MI)  
T. +39 02 3830 2985 - nikodent@tin.it - www.nikodent.it - P.IVA 13341810151